

## 当クリニックに感染対策について

- ① スタッフ・来院患者様の検温と血中酸素濃度の測定
- ② 患者様ごとのディスポーザブルのグローブ
- ③ ミーレジェットウォッシャー（国際規格 ISO15833）に準拠した高性能洗浄機での確実な歯科用器具の洗浄・消毒
- ④ クラスB 滅菌器の使用
- ⑤ 口腔外バキュームによる飛沫粒子の吸引
- ⑥ kavo 社製ユニットの水消毒システム